

PROPOSTA TÉCNICA

2019-nCoV IgG/IgM Teste Rápido em Cassete (Sangue total/Soro/Plasma)

USO PRETENDIDO

O Teste Rápido em Cassete 2019-nCoV IgG/IgM é um imunoensaio cromatográfico de fluxo lateral para a detecção qualitativa de anticorpos IgG e IgM para 2019-nCoV em amostras de sangue total, soro ou plasma humano.

PRINCÍPIO DO ENSAIO Cassete 2019-nCoV IgG/IgM

O Teste Rápido é um imunoensaio qualitativo baseado em membrana para a detecção de anticorpos IgG e IgM para 2019-nCoV em amostras de sangue total, soro ou plasma. Este teste consiste em dois componentes, um componente IgG e um componente IgM. No componente IgG, IgG anti-humana é revestida na região da linha de teste de IgG. Durante o teste, a amostra reage com partículas revestidas de antígeno 2019-nCoV no cassete de teste. A mistura migra para cima na membrana cromatograficamente por ação capilar e reage com a IgG antihumana na região da linha de teste IgG, se a amostra contiver anticorpos IgG para 2019-nCoV. Uma linha colorida aparecerá na região da linha de teste IgG. Da mesma forma, a IgM anti-humana é revestida na região da linha de teste IgM e se a amostra contém anticorpos IgM para 2019-nCoV, o complexo conjugado-amostra reage com a IgM anti-humana. Uma linha colorida aparece na região da linha de teste IgM. Portanto, se a amostra contiver anticorpos 2019-nCoV IgG, uma linha corada aparecerá na região da linha de teste IgG. Se a amostra contiver anticorpos 2019-nCoV IgM, uma linha corada aparecerá na região da linha de teste IgM. Se a amostra não contiver anticorpos 2019-nCoV, nenhuma linha corada aparecerá em nenhuma das regiões da linha de teste, indicando um resultado negativo. Para servir como controle processual, uma linha corada aparecerá sempre na região da linha de controle, indicando que foi adicionado o volume adequado de amostra e que amostra correu pela membrana.

ORIENTAÇÕES GERAIS

- ✓ Apenas para uso profissional no *diagnóstico in vitro*.
- ✓ Este produto, não é considerado de autoteste.
- ✓ Diante de um resultado positivo, seguir as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS).
- ✓ É obrigatório prosseguir a amostragem e execução do teste, seguindo as boas práticas de higienização e uso de EPI's.
- ✓ Utilizar o guia de instruções para manuseio do teste disponibilizado.

GRUPO SAPIENS

Apresentação de Proposta

Teste rápido Covid 19

PRINCÍPIO DO ENSAIO

O Teste Rápido em Cassete 2019-nCoV IgG/IgM (Sangue Total/ Soro/Plasma) é um imunoenensaio qualitativo baseado em membrana para a detecção de anticorpos IgG e IgM para 2019-nCoV em amostras de sangue total, soro ou plasma. Este teste consiste em dois componentes, um componente IgG e um componente IgM. No componente IgG, IgG anti-humana é revestida na região da linha de teste de IgG. Durante o teste, a amostra reage com partículas revestidas de antígeno 2019- nCoV na cassete de teste. A mistura migra para cima na membrana cromatograficamente por ação capilar e reage com a IgG anti-humana na região da linha de teste IgG, se a amostra contiver anticorpos IgG para 2019-nCoV. Uma linha colorida aparecerá na região da linha de teste IgG. Da mesma forma, a IgM anti-humana é revestida na região da linha de teste IgM e se a amostra contém anticorpos IgM para 2019-nCoV, o complexo conjugado-amostra reage com a IgM anti-humana. Uma linha colorida aparece na região da linha de teste IgM.

Portanto, se a amostra contiver anticorpos 2019-nCoV IgG, uma linha corada aparecerá na região da linha de teste IgG. Se a amostra contiver anticorpos 2019-nCoV IgM, uma linha corada aparecerá na região da linha de teste IgM. Se a amostra não contiver anticorpos 2019-nCoV, nenhuma linha corada aparecerá em nenhuma das regiões da linha de teste, indicando um resultado negativo. Para servir como controle processual, uma linha corada aparecerá sempre na região da linha de controle, indicando que foi adicionado o volume adequado de amostra e que amostra correu pela membrana.

FORMATO DE COMPRA: Mínimo de 100 unidades

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO: Caixa com 25 unidades cada.

PREÇO: Custo de cada teste R\$ 130,45 (Cento e Trinta Reais e Quarenta e Cinco Centavos).

FRETE: Por conta do comprador em formato de sedex a pagar.

PRAZO DE ENTREGA: 15/04/20, para pedidos finalizados até as 14h00 do dia 24 de Março de 2020 com formalização por meio de pedido de compra com numero de empenho.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos

Atenciosamente

Ricardo Zaiat

Representante Exclusivo

☎ 35 98872-2227 / 35 99985-2551

Av. Antônio Segre, 411 - Jd. Brasil - Jundiaí - SP



GRUPO SAPIENS

Unidade II - Av. Antônio Segre, 411 - Jardim Brasil - Jundiaí/SP - 11 4431-2145 | 11 98804-2084
Unidade III - R. XV de Novembro, 1736 - Centro - Jundiaí/SP - (11)4586-5804 | (11) 96318-1679
www.toxicologiasapiens.com.br

PROPOSTA ATUALIZADA

Página: 1

Cliente: ORCAMENTO

Responsável: TARCIANE VILACA FIGUEIREDO

Processo: ORCAMENTO TESTE

ITEM	COD. PROD.	QTDE	UN.		VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	256514	1	CX	REF. FÁBRICA: TESTE CORONAVIRUS COVID 19 IGG IGM TEST CX C 25 HUMASIS TESTE DE DIAGNOSTICO HUMASIS COVID-19 IGG/IGM TEST E UM TESTE RAPIDO IN VITRO DE UNICO PASSO BASEADO EM ENSAIO IMUNOCROMATOGRAFICO TESTE RAPIDO PARA ANTICORPOS SARS-COV-2 EM 15 MINUTOS DISPONIVEL PARA SANGUE TOTAL SORO OU PLASMA NAO REQUER USO DE EQUIPAMENTOS ADICIONAL EFICAZ TAMBEM EM PORTADORES ASSINTOMATICOS. ESTE TESTE FOI DESENVOLVIDO PARA DETECCAO QUALITATIVA DO ANTICORPO IMUNOGLOBULINA G E IMUNOGLOBULINA M DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) EM SANGUE HUMANO DISPOSITIVO DE TESTE CONTEM: ANTICORPO MONOCLONAL IGM ANTI-HUMANO DE CAMUNDONGO 0.44±0.11 ㎍ ANTICORPO MONOCLONAL IGG ANTI-HUMANO DE CAMUNDONGO 0.44±0.11 ㎍ 2019-NCOV N PROTEÍNA RECOMBINANTE 0,08±0,02 ㎍ IGG DE CABRA ANTI-CAMUNDONGO 0,08±0,02 ㎍ APRESENTACAO CAIXA COM 25 TESTES DISPOSITO HUMASIS COVID-19 IGG/IGM TEST2. DILUENTE DE ENSAIO3. INSTRUCAO DE USO VALIDADE 24 MESES ARMAZENAMENTO 1-30°C CERTIFICADO EUROPEL ISO 13485 M - COVID-19 IGG/IGM TEST F - HUMASIS P - COREIA DO SUL RMS 80141430203	3.800,00	3.800,00

TOTAL PRODUTOS: 3.800,00

RESPONSÁVEL TARCIANE VILACA FIGUEIREDO
 COMPRA MINIMA 25 TESTES 1CAIXA

VALIDADE DA PROPOSTA 15DIAS

PAGAMENTO A VISTA NA CONTRA APRESENTACAO DA NOTA FISCAL

SE FOR PARA DESPACHAR VIA TRANSPORTADORA EMITIREMOS A NF O DEPOSITO E FEITO E CONFIRMADO E O PRODUTO E DESPACHADO DEVIDO A GRANDE ROTATIVIDADE DO PRODUTO A ENTREGA SERA IMEDIATA ATE 20 DIAS

BEI ORIZONTE MG 20 DE MARCO DE 2020

Tarciane Vilaca Figueiredo
 Emigê MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
 TARCIANE VILACA FIGUEIREDO
 CPF: 671.200.118-34